

Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Человеческого Tmprss2 Для Проточной Цитометрии - O15393

Артикул: CM0004793



введение

РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика против человеческого TMPRSS2 для проточной цитометрии. Подходит для изучения прогрессии рака предстательной железы, механизмов вирусных инфекций (SARS-CoV, SARS-CoV-2) и протеолиза в клетках хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ кроличье антитело против человеческого TMPRSS2, моноклональное
Примечания/Альяс	PRSS10
Вид	Человек
ID гена (человек)	7113
ID гена	7113
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 106–255 человеческого TMPRSS2 (NP_005647.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15393
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	С ледяным пакетом