


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Tnf-А Для Внутриклеточного Проточного Цитометрического Анализа (Fc Intra) - P01375

Артикул: CM0007785



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого TNF-α для внутриклеточного окрашивания в проточной цитометрии. Исследуйте фактор некроза опухоли альфа в воспалительных реакциях, иммунной регуляции и биологии рака. Перекрестно реагирует с человеческим TNF-α (кахектин/TNFSF2).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-человеческое TNF-α mAb
Примечания/Альтернативные названия	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-альфа
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7124
ID гена	7124
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-233 человеческого TNF-α (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточный)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01375
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике