

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого TROP-2 Для Проточной Цитометрии - P09758

Артикул: CM0008612



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий TROP-2 для применения в проточной цитометрии. Распознает опухолеассоциированный антиген TROP-2, поддерживая исследования в области иммуноонкологии и разработку диагностики. - P09758

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье антитело против человеческого TROP-2 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Вид	Человек
Идентификатор гена	4070
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-274 человеческого TROP-2 (NP_002344.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09758
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом