

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Cd Человеческого/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P08473

Артикул: CM0010951



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD10 (Heprilysin), для проточной цитометрии. Перекрестная реакция с человеком и макакой-крабоедом. Валидированы для иммунологических и сердечно-сосудистых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи моноклональные антитела против CD человеческого/обезьяны
Примечания/Псевдоним	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4311
GeneID	4311
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-750 человеческого CD10 (NP_000893.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
SWISS	P08473
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка со льдом