

Ре-Моноклональное Антитело Кролика Против Cd127/Il-7R Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — P16871

Артикул: CM0009431



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика против CD127/IL-7R человека/обезьяны для проточной цитометрии. Распознаёт альфа-цепь рецептора интерлейкина-7, реагирует с антигенами человека и яванской макаки. Подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических тестов для in vitro диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика против CD127/IL-7R человека/обезьяны
Примечания/синонимы	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	3575
GeneID	3575
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-236 человеческого CD127/IL-7Rα (NP_002176.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P16871
Молекулярная масса белка	52 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом