


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Cd14 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P08571

Артикул: CM0008826



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против CD14 человека и яванского макака, валидированное для проточной цитометрии. CD14 является корецептором для бактериального ЛПС, опосредующим врожденный иммунитет. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье антитело к CD14 человека/обезьяны (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	929
GeneID	929
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-352 человеческого CD14 (NP_000582.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак
SWISS	P08571
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом