

## Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd16 Для Fc - P08637/O75015

Артикул: CM0007806



### введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий/обезьяний CD16 (FCGR3A/FCGR3B). Валидировано для проточной цитометрии (FC), перекрестно реагирует с человеком и яванским макаком. Идеально для профилирования иммунных клеток и исследований ADCC.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | РЕ-кроличье антитело против человеческого/обезьяньего CD16 (мкАт)                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b |
| Вид                                | Человек                                                                                            |
| GenelD (Человек)                   | 2214/2215                                                                                          |
| GenelD                             | 2214/2215                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок                                                                               |
| Источник                           | Кролик                                                                                             |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                            |
| Применение                         | FC (проточная цитометрия)                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Яванский макак (Cynomolgus)                                                               |
| SWISS                              | P08637/O75015                                                                                      |
| Молекулярная масса белка           | 29 кДа/26 кДа                                                                                      |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                   |