

Ре-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd18 Для Проточной Цитометрии - P05107

Артикул: CM0008649



введение

PE-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD18 (Интегрин бета-2) для проточной цитометрии, перекрестно реагирует с макакой-крабоедом. Идеально подходит для изучения рецепторов адгезии лейкоцитов и миграции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-меченое кроличье антитело против человеческого/обезьяньего CD18 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Вид	Человек
GeneID	3689
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-769 человеческого CD18 (NP_000202.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
SWISS	P05107
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом