


Моноклональное Антитело Pe Rabbit Против Cd20 Человека/Обезьяны Для Fc — P11836

Артикул: CM0011218



введение

Конъюгированное с PE рекомбинантное моноклональное антитело кролика против CD20 (MS4A1) человека/обезьяны, валидированное для проточной цитометрии. Специфично к В-лимфоцитам, с перекрёстной реактивностью к яванскому макаку. Предназначено для исследовательского использования при изучении В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit анти-CD20 человека/обезьяны, mAb
Примечания/синонимы	MS4A1; B1; Bp35; CD20; CVID5; LEU-16; MS4A2; S7; антиген В-лимфоцитов CD20
Вид	Человек
GeneID (человек)	931
GeneID	931
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого CD20 (NP_068769.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P11836
Молекулярная масса белка	14 кДа/33 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом