

## Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd25 Для Проточной Цитометрии - P01589

Артикул: CM0008858



### введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD25 (IL2RA, p55). Валидировано для проточной цитометрии на образцах человека и яванских макак. Идеально для исследований Тreg-клеток и иммунной толерантности.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | РЕ-кроличье антитело против человеческого/обезьяньего CD25 (mAb) |
| Примечания/Альтернативные названия | p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10                            |
| Вид                                | Человек                                                          |
| ID гена (Человек)                  | 3559                                                             |
| ID гена                            | 3559                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок                                             |
| Источник                           | Кролик                                                           |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                          |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Яванская макака (Cynomolgus)                            |
| SWISS                              | P01589                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 31 кДа                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                |