

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd3 Человека/Макаки Для Fc — P07766

Артикул: CM0009956



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD3 человека/макаки, для проточной цитометрии. Перекрёстно реагирует с CD3 яванской макаки. Входит в состав комплекса TCR, необходимого для активации Т-клеток и исследований адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против CD3 человека/макаки
Примечания/синонимы	ТЗЕ; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	916
Идентификатор гена	916
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого CD3 (NP_000724.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом