

Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика К Cd4 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — P01730

Артикул: CM0010170



введение

PE-конъюгированное моноклональное антитело кролика, нацеленное на CD4 человека/обезьяны, для проточной цитометрии (FC). Валидировано для реактивности с антигенами человека и яванского макака. 51 кДа. Изучение функции корецептора Т-клеток и рецептора ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика к CD4 человека/обезьяны
Примечания/синонимы	T4, IMD79, Leu-3, OKT4D, CD4mut
Вид	Человек
GeneID	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD4 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Хладагент