

Ре Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому/Обезьяньему Cd45 - P08575

Артикул: CM0007910



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий и циномолгусов CD45, валидированное для проточной цитометрии. Распознает внеклеточный домен; подходит для исследований активации Т-клеток, иммунной сигнализации и идентификации гематopoэтических клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье антитело к человеческому/обезьяньему CD45 mAb
Примечания/Альтернативные названия	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 человеческого CD45 (P08575)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолг (макак-крабод)
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	131кДа/136кДа/141кДа/143кДа/147кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом