

Моноклональные Антитела Кролика Против Cd64 Человека/Обезьяны С Меткой Ре Для Проточной Цитометрии - P12314

Артикул: CM0008729



введение

Конъюгированные с РЕ моноклональные антитела кролика с высоким сродством к CD64 (FcγRI) человека и обезьяны, валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения функций специфичного для моноцитов/макрофагов рецептора IgG в врожденном и адаптивном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human/Monkey CD64 mAb
Примечания/Псевдоним	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Вид	Человек
ID гена	2209
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак
SWISS	P12314
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В ледяном пакете