

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd69 Для Fc - Q07108

Артикул: CM0010301



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD69 — ключевой ранний антиген активации на иммунных клетках. Валидировано для проточной цитометрии (FC), перекрестно реагирует с макакой-крабоедом. Идеально подходит для изучения активации иммунных клеток и дифференцировки регуляторных Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье антитело против CD69 человека/обезьяны (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Вид	Человек
GeneID (Человек)	969
GeneID	969
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 78-199 человеческого CD69 (NP_001772.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
SWISS	Q07108
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом