


Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика Против Cd86 Человека/Макаки Для Fc — P42081

Артикул: CM0010970



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с PE, распознающее CD86 человека и макаки-крабоеда (B7-2), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения активации Т-клеток и костимуляции в иммунологических исследованиях и при разработке диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика против CD86 человека/макаки
Примечания/синонимы	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Вид	Человек
ID гена (человек)	942
ID гена	942
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–241 человеческого CD86 (NP_787058.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Fc
Перекрёстная реактивность	Человек, макака-крабоед
SWISS	P42081
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Хладагент