


Моноклональные Антитела Кролика Против Cd8А Человека/Обезьяны, Конъюгированные С Ре, Для Проточной Цитометрии - P01732

Артикул: CM0004207



введение

Конъюгированные с РЕ моноклональные антитела кролика против альфа-цепи CD8 человека и циномолгуса. Валидированы для проточной цитометрии (FC), нацелены на аминокислоты 22-182 CD8А (P01732). Подходят для исследований Т-клеток и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
Примечания/Псевдоним	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
ID гена	925
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 CD8А человека (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолгус
SWISS	P01732
Молекулярный вес белка	21kDa/25kDa/30kDa
Доставка	Сумка со льдом