

Ре-Моноклональное Антитело Кролика Против Hla-Dr Человека/Макаки Для Проточной Цитометрии — P01903

Артикул: CM0010393



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика против HLA-DR человека/макаки, валидированное для проточной цитометрии. Распознаёт альфа-цепь MHC класса II, экспрессируемую на антигенпрезентирующих клетках. Подходит для иммунологических исследований и исследований приматов, отличных от человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика против HLA-DR человека/макаки
Примечания/синоним	HLA-DRA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3122
GeneID	3122
Иммуноген	Рекомбинантный белок HLA-DR человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом