


PE Кроличьи Моноклональные Антитела Против IgD Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01880

Артикул: CM0012111



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против IgD человека и яванского макака (константная область, аминокислоты 99-384). Валидированы для проточной цитометрии, идеально подходят для иммунофенотипирования В-клеток и исследований иммуноглобулиновых рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи МАТ против IgD человека/обезьяны
Примечания/Псевдоним	IGHD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3495
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-384 IgD человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабод
SWISS	P01880
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом