

Ре-Кроличье Моноклональное Антитело Против Igg Человека/Обезьяны — AaQ57561.1

Артикул: CM0009862

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против IgG человека и обезьяны, подходящее для внутриклеточной проточной цитометрии. Иммуноген: рекомбинантный белок, охватывающий аминокислоты 98-322 IgG обезьяны (AAQ57561.1). Перекрёстно реагирует с IgG человека и макаки-крабоеда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	PE-кроличье моноклональное антитело против IgG человека/обезьяны
Вид	Обезьяна
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 98-322 IgG обезьяны (AAQ57561.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек, макака-крабоед
Условия транспортировки	Пакет со льдом