


Ре-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Igм Для Fc - P01871

Артикул: CM0008776



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на константную область человеческого/обезьяньего IgM, подходит для проточной цитометрии. Инструмент для исследований в иммунологии В-клеток и изучения гуморального иммунитета. Распознает IGHM (P01871).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-меченое кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего IgM
Примечания/Альтернативные названия	MU; VH; AGM1
Вид	Человек
GeneID	3507
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 218-453 человеческого IgM (P01871).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабод (Cynomolgus)
SWISS	P01871
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом