

Моноклональное Антитело Pe Rabbit Против Ki67 Человека/Макаки Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — P46013

Артикул: CM0011200



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против Ki67 человека/макаки (P46013), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Незаменимый инструмент для анализа пролиферации клеток, анализа клеточного цикла и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 mAb
Примечания/алиасы	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
Вид	Человек
GeneID (человек)	4288
GeneID	4288
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2271–2370 человеческого Ki67 (NP_002408.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P46013
Молекулярная масса белка	319 кДа/359 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом