

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против
Человеческого/Обезьяньего Pd-1/Cd279 Для Проточной
Цитометрии - Q15116

Артикул: CM0009873



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого и макакового PD-1/CD279 (Q15116), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для исследований иммунных контрольных точек, истощения Т-клеток и иммунотерапии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи МАТ против человеческого/обезьяньего PD-1/CD279
Примечания/Псевдонимы	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5133
GeneID	5133
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-168 человеческого PD-1/CD279 (NP_005009.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабод
SWISS	Q15116
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сухой лед