

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Мышиного Интегрин Альфа-5 (Itga5/Cd49E) Для Проточной Цитометрии - P08648

Артикул: CM0012693



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий/мышиный интегрин альфа-5 (ITGA5/CD49e, VLA-5). Валидировано для проточной цитометрии. Идеально для исследований клеточной адгезии, рецептора фибронектина и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого/мышиного интегрин альфа-5 (ITGA5/CD49e)
Примечания/Альтернативные названия	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Вид	Человек
Gene ID	3678
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-995 человеческого интегрин альфа-5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08648
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом