

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Nanog Человека/Мыши - Q80Z64

Артикул: CM0009320



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против Nanog человека и мыши, фактора транскрипции с гомеодоменом, критически важного для плюрипотентности. Разработаны для внутриклеточной проточной цитометрии (FC) в исследованиях стволовых клеток и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human/Mouse Nanog mAb
Примечания/Псевдоним	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	79923
ID гена	71950
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-305 мышиного Nanog (NP_082292.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q80Z64
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	В ледяном пакете