


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против
Человеческого/Мышиного Pdgfra/Cd140A Для Проточной
Цитометрии - P16234

Артикул: CM0010141



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого и мышиного PDGFRα/CD140a (SWISS: P16234), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для исследований клеточной пролиферации, эмбрионального развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	PE Кроличьи мАт против человеческого/мышиного PDGFRα/CD140a
Примечания/Псевдоним	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5156
ID гена	5156
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-524 человеческого PDGFRα/CD140a (NP_006197.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16234
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	Сумка со льдом