


## Моноклональное Антитело Кролика Ре К Фосфо-Zap70-Y319+Syk-Y352 Человека/Мыши Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — P43403

Артикул: CM0000922



### введение

Конъюгированное с РЭ моноклональное антитело кролика, направленное против фосфорилированного ZAP70 (Y319) и Syk (Y352), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии у человека и мыши. Идеально подходит для исследований сигналинга Т- и В-клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | РЕ кроличье антитело к фосфо-Zap70-Y319+Syk-Y352 человека/мыши, мкА                |
| Примечания/алиасы         | SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70                                         |
| Вид                       | Человек, мышь                                                                      |
| ID гена (человек)         | 7535                                                                               |
| ID гена                   | 7535                                                                               |
| Иммуноген                 | Синтетический фосфорилированный пептид в области Y319 ZAP70 человека (NP_001070.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                             |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                         |
| Применение                | ПЦ (внутриклеточное)                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                      |
| SWISS                     | P43403                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 70 кДа                                                                             |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                  |