

Ре-Моноклональное Антитело Кролика К Foxp3 Человека/Мыши/Макаки - Q9Bzs1

Артикул: CM0010395



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика к FOXP3 для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано для человека, мыши и яванской макаки. Детектирует фактор транскрипции forkhead массой 47 кДа, необходимый для иммунной регуляции, опосредованной Treg-клетками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика к FOXP3 человека/мыши/макаки
Примечания/псевдонимы	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Вид	Человек
GeneID	50943
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FOXP3 (NP_054728.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, яванская макака
SWISS	Q9BZS1
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом