

Моноклональное Антитело Кролика К Мышиному Ccr6/Cd196, Конъюгированное С Ре, Для Проточной Цитометрии (Fc) - O54689

Артикул: CM0005982

введение

Моноклональное антитело кролика к мышиному CCR6/CD196, конъюгированное с РЕ, валидированное для проточной цитометрии (FC). Специфично для мышиного CCR6 — хемокинового рецептора, критически важного для миграции иммунных клеток и мукозального иммунитета. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика к мышиному CCR6/CD196
Примечания/Синонимы	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1235
GeneID	12458
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-38 мышиного CCR6/CD196 (NP_033965.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O54689
Молекулярная масса белка	42 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом