

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd103 Для Fc - Q60677

Артикул: CM0005119

введение

Конъюгированное с РЕ кроличье моноклональное антитело против мышиного CD103 (Интегрин альфа-E, ITGAE) для проточной цитометрии. Валидировано для изучения адгезии Т-лимфоцитов и взаимодействий с эпителием. SWISS: Q60677.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличье анти-мышиное CD103 mAb
Примечания/Алиасы	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3682
GeneID	16407
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 191-385 мышиного CD103 (NP_032425.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60677
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом