

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd117/C-Kit Для Проточной Цитометрии - P05532

Артикул: CM0010059



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD117/c-Kit. Валидированы для проточной цитометрии. Распознают рецептор фактора роста тучных клеток/стволовых клеток Kit (P05532). Идеально подходят для исследований гемопоэтических стволовых клеток и тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Mouse CD117/c-Kit mAb
Примечания/Псевдонимы	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Вид	мышь
GeneID (человек)	3815
GeneID	16590
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-523 мышиного CD117/c-Kit (NP_001116205.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05532
Молекулярный вес белка	22кДа/109кДа
Доставка	Сумка-холодильник