

Физ Кроличья Моноклональная Антитело Против Мышиной Cd11A Для Проточной Цитометрии - P24063

Артикул: CM0005842

введение

ФИЗ меченая кроличья моноклональная антитело против мышиной CD11a, валидированная для проточной цитометрии (ПЦ) на образцах мыши; нацелена на интегрин альфа-L, участвующий в адгезии лейкоцитов и иммунном ответе — подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ФИЗ кроличья anti-Mouse CD11a моноклональная антитело
Примечания/Синонимы	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3683
ID гена	16408
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 149-340 мышиной CD11a (NP_001240801.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24063
Молекулярная масса белка	128 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом