


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd11b Для Проточной Цитометрии - P05555

Артикул: CM0008321



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD11b (ITGAM, MAC-1), валидированные для проточной цитометрии. Реагируют с мышинными моноцитами, гранулоцитами и микроглией. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАб против мышиного CD11b
Примечания/Псевдонимы	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3684
ID гена	16409
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 мышиного CD11b (NP_032427.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярный вес белка	115кДа/127кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент