


Моноклональное Антитело PE, Кроличье, Против Cd122/IL-2Rβ Мыши Для Проточной Цитометрии — P16297

Артикул: CM0009978



введение

Моноклональное антитело PE, кроличье, против CD122/IL-2Rβ мыши для проточной цитометрии. Определяет β-субъединицу рецептора IL-2, необходимую для исследований передачи сигналов IL-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело PE, кроличье, против CD122/IL-2Rβ мыши
Примечания/синонимы	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3560
Идентификатор гена	16185
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-235 CD122/IL-2Rβ мыши (NP_032394.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P16297
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом