

Ре-Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd124/Il-4Rα Мыши Для Проточной Цитометрии — P16382

Артикул: CM0007765

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD124/IL-4Rα мыши, валидированное для проточной цитометрии (FC). Подходит для изучения сигнальных путей IL-4/IL-13 при дифференцировке Th2-клеток и аллергическом воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье анти-CD124/IL-4Rα мыши mAb
Примечания/синонимы	IL4r; CD124
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3566
Идентификатор гена (мышь)	16190
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-233 CD124/IL-4Rα мыши (NP_001008700.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P16382
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом