


Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd127/Il-7Rα Для Проточной Цитометрии - P16872

Артикул: CM0011446



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD127/рецептор интерлейкина-7 альфа, валидированное для проточной цитометрии. Идеально для идентификации и характеристики иммунных клеток мыши в исследованиях и разработке диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-мышиное CD127/IL-7Rα mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD127; IL-7Ralpha
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3575
GeneID	16197
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-239 мышиного CD127/IL-7Rα (NP_612564.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16872
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом