


Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Мышиного Cd130/Gp130 Для Проточной Цитометрии - Q00560

Артикул: CM0004738



введение

Конъюгированное с фитоэритрином моноклональное антитело кролика к мышиному CD130/gp130 (бета-субъединица рецептора IL-6). Валидировано для проточной цитометрии (FC) с использованием образцов мыши. Ключевой компонент сигнального пути IL-6 для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье анти-мышиное моноклональное антитело к CD130/gp130
Примечания/Алиасы	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3572
GeneID	16195
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот от 23 до 617 мышиного CD130/gp130 (NP_034690.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00560
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Холодовой пакет