

Ре-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd138/Синдекана-1 Для Проточной Цитометрии - P18828

Артикул: CM0010115

введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD138/Синдекан-1 (SWISS: P18828). Валидировано для применения в проточной цитометрии (FC), без перекрестной реактивности с другими видами. Рекомбинантный иммуноген, покрывающий внеклеточный домен. Идеально подходит для иммунофенотипирования и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-меченое кроличье антимышиное моноклональное антитело к CD138/Синдекану-1
Примечания/Альтернативные названия	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Синдекан-1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	6382
ID гена (мышь)	20969
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-255 мышиного CD138/Синдекана-1 (NP_035649.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18828
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом