


Ре-Кроличье Моноклональное Антитело К Cd14 Мыши Для Проточной Цитометрии — P10810

Артикул: CM0009589



введение

PE-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к CD14 мыши для проточной цитометрии, направленное против антигена дифференцировки моноцитов CD14. Подходит для исследований врождённого иммунного ответа, передачи сигналов LPS и воспаления. Перекрёстная реактивность с мышью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье моноклональное антитело к CD14 мыши
Примечания/синоним	CD14
Вид	Мышь
GeneID (человек)	929
GeneID	12475
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-345 CD14 мыши (NP_033971.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P10810
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом