

PE Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd144/VE-Cadherin Для Проточной Цитометрии - P55284

Артикул: CM0010533



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного VE-кадгерина (CD144), клон 7B4. Валидированы для применения в проточной цитометрии на образцах мыши. Способствуют исследованиям адгезии эндотелиальных клеток, сосудистой проницаемости и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи МАТ против мышиного CD144/VE-Cadherin
Примечания/Псевдонимы	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	1003
GeneID	12562
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 46-592 мышиного CD144/VE-Cadherin (NP_033998.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P55284
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	В ледяном пакете