

## Ре-Кроличья Моноклональная Антитело К Мышистому Cd150/Slam Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q9Qum4

Артикул: CM0011753

### введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против мышистого CD150/SLAM, валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для исследования опосредованной SLAM активации иммунных клеток, дифференцировки и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Спецификация                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PE Rabbit anti-Mouse CD150/SLAM mAb                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16                                                                                       |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                                 |
| GeneID (человек)                   | 6504                                                                                                                                 |
| GeneID                             | 27218                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-242 мышистого CD150/SLAM (NP_038758.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                              |
| Применение                         | FC                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                                 |
| SWISS                              | Q9QUM4                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 36кДа/38кДа                                                                                                                          |
| Доставка                           | Айс-бэг                                                                                                                              |