


Моноклональное Антитело Pe Rabbit Против Cd152/Ctla-4 Мыши Для Проточной Цитометрии - P09793

Артикул: CM0012289



введение

Конъюгированное с PE рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против CTLA-4 мыши (CD152). Предназначено для проточной цитометрии, позволяющей анализировать этот ингибирующий рецептор Т-клеток в лимфоидных тканях и при изучении иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit анти-CD152/CTLA-4 мыши, mAb
Примечания/синонимы	Ctla4, Cd152, CTLA4
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	1493
Идентификатор гена	12477
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 36-161 CD152 мыши (NP_033973.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P09793
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом