

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Cd155/Pvr, Конъюгированное С Ре, Для Проточной Цитометрии — Q91Wp1

Артикул: CM0010746

введение

Моноклональное антитело кролика к CD155/Pvr мыши (PVS, Taa1, nec1-5), конъюгированное с РЕ. Валидировано для проточной цитометрии без вторичного реагента. Распознаёт нативный рецептор. Молекулярная масса около 45 кДа. Перекрёстно реагирует с мышиным белком. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований рака.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD155/Pvr мыши, конъюгированное с РЕ
Примечания/синонимы	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; nec1-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5817
GeneID	52118
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-348 CD155/Pvr мыши (NP_612564.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q91WP1
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом