

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd162/Psgl-1 Для Проточной Цитометрии - Q3Ta56

Артикул: CM0012568

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD162/PSGL-1, валидированные для проточной цитометрии. Специфичны к мыши, иммуноген — рекомбинантный белок, покрывающий аминокислоты 18-320. Подходят для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи МАб против мышиного CD162/PSGL-1
Примечания/Псевдоним	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	6404
GeneID	20345
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-320 мышиного CD162/PSGL-1 (NP_033177.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3TA56
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	В ледяном пакете