

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd163 Для Проточной Цитометрии - Q2Vlh6

Артикул: CM0011744

введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD163 (M130), подходящее для проточной цитометрии (FC). Нацелено на белок M130, богатый цистеином, типа 1, рецептор-мусорщик, участвующий в клиренсе гемоглобина и противовоспалительных ответах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье антитело против мышиного CD163
Примечания/Альтернативные названия	CD163v2; CD163v3; M130
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	9332
ID гена (Мышь)	93671
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-260 мышиного CD163 (NP_444324.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q2VLH6
Молекулярная масса белка	121 кДа / 125 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом