

Кроличья Моноклональная Антитела Anti-Mouse Cd19, Конъюгированная Ре, Для Проточной Цитометрии - P25918

Артикул: CM0008034

введение

Конъюгированная РЕ кроличья моноклональная антитела anti-Mouse CD19, валидированная для проточной цитометрии (FC). Маркер В-лимфоцитов и корецептор, идеально подходит для разработки иммуноанализов и исследований В-клеток. Реагирует с мышиным антигеном. - P25918

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела anti-Mouse CD19, конъюгированная РЕ
Вид	Мышь
ID гена (человек)	930
ID гена	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD19.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Айс-пак