


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd1d Для Проточной Цитометрии - P11609 / P11610

Артикул: CM0010023



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD1d (P11609/P11610), валидированные для проточной цитометрии для изучения презентации липидных антигенов и биологии NKT-клеток в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Mouse CD1d мАт
Примечания/Псевдоним	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	912
GeneID (Мышь)	12479/12480
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-305 мышиного CD1d (NP_031665.2/NP_031666.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P11609/P11610
Молекулярный вес белка	39кDa/38кDa
Доставка	Сумка со льдом