

Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Мышиного Cd200/Ox2 Для Проточной Цитометрии — O54901

Артикул: CM0004288

введение

Меченое фитоэритрином моноклональное антитело кролика против мышиного CD200/OX2, валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает мембранный гликопротеин OX-2, участвующий в активации Т-клеток и регуляции миелоидных клеток. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ кроличье антитело против мышиного CD200/OX2, мкА
Примечания/Синонимы	OX2; Mox2
Вид	Мышь
ID гена (человек)	4345
ID гена	17470
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 31-232 мышиного CD200/OX2 (NP_034948.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O54901
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Айс-бокс