


Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Мышиного Cd204 Для Проточной Цитометрии - P30204

Артикул: CM0005748



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело к мышиному рецептору макрофагов скавенджера типов I/II (CD204). Валидировано для проточной цитометрии (FC), подходит для изучения врожденного иммунитета, атеросклероза и функции макрофагов. UniProt P30204.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье моноклональное антитело против мышиного CD204
Примечания/Алиасы	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4481
GeneID	20288
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 350-458 мышиного CD204 (NP_001106797.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P30204
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего вещества