


Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd206/Mmr - Q61830

Артикул: CM0005139



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против мышиного макрофагального маннозного рецептора 1 (CD206/MMR), валидированное для проточной цитометрии (поверхностной и внутриклеточной) в образцах мыши. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-мышиное CD206/MMR mAb
Примечания/Альтернативные названия	MR; CD206
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4360
GeneID	17533
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-154 мышиного CD206/MMR (NP_032651.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутрикл.), FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61830
Молекулярная масса белка	165 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом